

## **ES**

Los preservativos Beppy están fabricados con látex de caucho natural de alta calidad, superficie lisa, color natural, con depósito incluido y provistos de un lubricante no medicinal. Si se siguen las instrucciones del fabricante, los preservativos son un método anticonceptivo eficaz. Sin embargo, ningún método anticonceptivo ofrece una protección del 100%. Cuando se utilizan correctamente, los preservativos ayudan a reducir el riesgo de transmisión de la infección por el VIH (SIDA) y de muchas otras enfermedades de transmisión sexual, como la clamidia, el herpes, las verrugas genitales, la gonorrea, la hepatitis B y la sífilis.

Anchura nominal :  $56 \pm 2$  mm.

### **Precauciones y advertencias:**

- El preservativo es de un solo uso, de lo contrario aumenta el riesgo de fracaso o de infección.
  - No utilice lubricantes a base de aceite, como vaselina, aceite de masaje, aceite de bebé, lociones corporales, mantequilla, etc., que pueden dañar los preservativos.
- Además, algunos medicamentos aplicados en el pene o la vagina pueden afectar a los preservativos. Pida consejo a su farmacéutico o médico de cabecera.
- En caso de irritación, deje de utilizar el preservativo de látex y consulte a su médico.
  - Busque atención médica, al menos en las siguientes 72 horas, si el preservativo se desgarró o tiene fugas durante su uso.
  - Si la lámina está dañada, tire el preservativo.
  - Almacenar en un lugar fresco y seco, fuera de la luz solar directa.
  - Deténgase y compruebe si el preservativo se desliza o si está demasiado apretado alrededor del pene, ya que esto puede hacer que el preservativo se rompa.
  - Si el material de goma es pegajoso o quebradizo, no lo utilice.

### **Instrucciones de uso:**

PASO 1: Antes de utilizarlo, compruebe la fecha de caducidad. Abra el envase por un lado y retire con cuidado el preservativo. Los preservativos pueden resultar dañados por las uñas y las joyas.

PASO 2: Aplique el preservativo sólo cuando el pene esté completamente erecto. Evite cualquier contacto entre el pene y el cuerpo de tu pareja antes de colocar el preservativo para prevenir el embarazo y la transmisión de ETS. El aire en un preservativo colocado puede hacer que se rompa. Evite esto apretando la punta del condón. Asegúrese de que la parte que se va a desenrollar está en el exterior y coloque el preservativo en la punta del pene erecto. Sujetando la punta, utiliza la otra mano para desenrollar el preservativo en toda su longitud. Si el preservativo se introduce correctamente, el depósito no contendrá ninguna burbuja de aire.

PASO 3: Después de la eyaculación, sujeta el preservativo por el borde y tira del pene hacia atrás antes de que se afloje. Esto ayuda a evitar el deslizamiento.

PASO 4: Después de usarlo, enrolla el preservativo en un trozo de pañuelo de papel y tíralo a la basura. No tirar por el inodoro.

Advertencia: Este preservativo está fabricado con un látex de caucho que puede provocar reacciones alérgicas, incluido un shock anafiláctico. Esto puede ocurrir cuando el usuario es alérgico al látex.