

72
pieces

Beppy SOFT & COMFORT
CONDOMS WF

CE
0482

Vor Gebrauch Anweisungen lesen / Lees de instructies voor gebruik / Lire les instructions avant utilisation

DE

Beppy Kondome sind aus hochwertigem Naturkautschuklatex, haben eine glatte Oberfläche, und eine natürliche Farbe. Sie haben ein Reservoir und sind mit einem nicht-medizinischem Gleitmittel befeuchtet. Bei sachgerechter Verwendung in Übereinstimmung mit der Anleitung des Herstellers sind Kondome eine wirksame Form zur Empfängnisverhütung. Allerdings können Kondome keinen 100% igen Schutz vor Schwangerschaft bieten. Bei richtiger Anwendung, können Latexkondome helfen, das Risiko der Übertragung von HIV-Infektionen (AIDS), zu reduzieren, sowie viele andere sexuell übertragbare Krankheiten, einschließlich Chlamydien-Infektion, Genital-Herpes, Genitalen Warzen, Gonorrhoe, Syphilis und Syphilis.
Normale Breite: 56 ± 2 mm.

Zur Beachtung:

- Nicht wiederverwenden, da ein erhöhtes Ausfall- oder Infektionsrisiko bestehen kann.
- Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Ölbasis, wie z. B. Vaseline, Massageöl, Babyöl, Körperlotion, Butter, etc. diese können das Kondom beschädigen. So können auch einige Medikamente, die auf Penis oder Vagina angewendet werden das Kondom beschädigen konsultieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie diese Medikamente mit Kondomen zu verwenden.
- Wenn bei Ihnen Irritationen auftreten, beenden Sie die Verwendung der Latexkondome und fragen Sie Ihren Arzt.
- Bitte suchen Sie ärztlichen Rat, mindestens innerhalb von 72 Stunden, sollte ein Kondom beschädigt sein oder während des Gebrauchs reißen.
- Sollte die Folie beschädigt sein, entsorgen Sie bitte das Kondom.
- Kondome kühl und trocken lagern und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Bitte prüfen Sie, ob das Kondom verrutscht oder zu fest auf dem Penis sitzt, da dies zum Reißen des Kondoms führen kann.
- Wenn das Kondom klebrig oder spröde ist, dürfen Sie es nicht verwenden.

Gebrauchsanweisung:

SCHRITT 1: Überprüfen Sie das Verfallsdatum vor der Benutzung, Öffne Sie auf der Seite die Folie. Das Kondom vorsichtig aus der Folie nehmen und achten Sie darauf, es nicht durch Fingerring Schmuck etc. zu beschädigen.
SCHRITT 2: Setzen Sie das Kondom auf den Penis auf, nachdem dieser vollständig erigiert ist, und achten Sie auf die Abrollrichtung damit das Kondom eng anliegt und sich keine Luft im Reservoir befindet, eine sachgerechte Benutzung hilft Ihnen und Ihrem Partner Schwangerschaft und Übertragung von STI zu verhindern.
Ein Kondom, könnte beim unsachgemäßen anlegen beschädigt werden, um dies zu vermeiden stellen Sie sicher das der Rollrand auf der Außenseite platziert ist und rollen das Kondom über den erigierten Penis ab. Halten Sie das Kondom am Reservoir fest und rollen Sie es über den Penis ab.
SCHRITT 3: Nach der Ejakulation halten Sie das Kondom fest und ziehen Sie den Penis aus der Vagina während der Penis noch erigiert ist.
SCHRITT 4: Das benutzte Kondom bitte im Müll und nicht in der Toilette entsorgen.

Achtung: Dieses Kondom besteht aus Naturkautschuklatex, die allergische Reaktionen hervorrufen können. Wenn der Benutzer allergisch auf Latex reagiert.

NL

Beppy condoms zijn gemaakt van hoge kwaliteit natuurlijk rubber latex, glad oppervlak, natuurlijke kleur, inclusief reservoir en voorzien van een niet-medicaal glijmiddel. Indien de instructies van de fabrikant worden nageleefd zijn de condoms een effectieve contraceptie methode. Echter biedt geen een contraceptiemethode 100% bescherming. Mits goed gebruikt kunnen condoms het risico te verminderen op overdracht van een HIV infectie (aids) en vele andere seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder chlamydia, herpes, genitale wratten, gonorrée, hepatitis B en syfilis. Nominale breedte: 56 ± 2 mm.

Voorzorg en gebruiksaanwijzing:

- Het condoom is alleen eenmalig gebruik, omdat er anders een verhoogd risico op falen of infectie bestaat.
- Gebruik geen glijmiddelen op oliebasis, zoals Vaseline, massageolie, babyolie, body lotions, boter, etc. welke de condoms kunnen beschadigen. Ook sommige medicijnen die op de penis of vagina worden aangebracht kunnen condoms aantasten. Vraag uw apotheker of huisarts om advies.
- In geval van irritatie, stop dan het gebruik van het latex condoom en vraag advies bij u huisarts.
- Zoek medische hulp, tenminste binnen 72 uur, wanneer het condoom scheurt of lek tijdens gebruik.
- Als de folie is beschadigd, gooi de condoom weg.
- Bewaar op een koele, droge plaats, buiten invloed van direct zonlicht.
- Stop en controleer het condoom afkomstig of al het condoom te strak om de penis zit, want dit kan tot breuk leiden van het condoom.
- Als het rubberen materiaal plakkerig of broos is, gebruik het dan niet.

Gebrauaksanwijzing:

STAP 1: Controleer voor gebruik de uiterste gebruiksdatum. Scheur de verpakking aan één zijde open en haal het condoom er voorzichtig uit. Condoms kunnen beschadigen door nagels en sieraden.
STAP 2: Breng het condoom pas aan wanneer de penis volledig zit. Vermijd elk contact tussen de penis en het lichaam van uw partner voordat het condoom is aangebracht om zwangerschap en overdracht van SDAs te voorkomen. Lucht in een aangebracht condoom, kan een breuk veroorzaken. Vermijd dit door het topje van het condoom dicht te knijpen. Controleer of het af te rollen gedeelte aan de buitenkant zit en plaats het condoom op de top van de stijve penis. Bij het topje vasthouden, gebruik je andere hand om het condoom over de gehele lengte af te rollen. Als het condoom goed is aangebracht zal het reservoir geen lek bevatten.
STAP 3: Houd het condoom na de zaadlozing aan de rand vast en trek de penis terug nog voordat deze verdrogt. Dit helpt afglijden te voorkomen.
STAP 4: Rol na het gebruik het condoom in een stukje tissue en gooi het in de vuilnisbak. Spoel niet door het toilet.

Waarschuwing: Dit condoom is gemaakt van een rubber latex welke allergische reacties kan veroorzaken inclusief anafylactische shock. Dit kan gebeuren wanneer de gebruiker allergisch is voor latex.

FR

Les préservatifs Beppy sont faits de latex caoutchouc naturel de haute qualité, d'une surface lisse, de couleurs naturelles, d'un réservoir terminé avec du lubrifiant non médicamenteux. Lorsqu'ils sont conformément utilisés aux instructions du fabricant, les préservatifs sont utilisés comme une forme de contraception. Cependant, aucune méthode de contraception ne peut assurer une protection à 100%. Ils sont utilisés correctement, alors les préservatifs aideront à réduire le risque de transmission du VIH (SDA) ainsi que de nombreuses maladies sexuellement transmissibles y compris l'infection aux chlamydia, l'herpès génital, les verrues, la gonorrhée, l'hépatite B et la syphilis.
Largeur nominale: 56 ± 2 mm.

Précautions et mises en garde:

- Le préservatif est à usage unique, sinon il y a un risque accru d'échec ou d'infection.
- Ne pas utiliser de lubrifiants à base d'huile, tels que de la vasoline, de l'huile pour massage, de l'huile pour bébé, solution pour le corps, beurre, etc. qui peuvent endommager le préservatif. Ne pas utiliser certains des médicaments pour le pénis ou pour le vagin sans avis médical.
- Si vous avez des problèmes d'irritations, arrêtez l'utilisation de préservatifs en latex et demandez conseils auprès de votre médecin traitant.
- Appelez une assistance médicale dans les 72 heures si un préservatif fuit ou éclate pendant l'utilisation.
- Si le film individuel est visiblement endommagé, jetez le préservatif.
- Entrez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Arrêtez-vous et vérifiez si le préservatif glisse ou s'il est trop serré sur le pénis, car cela peut provoquer la rupture du préservatif.
- Si le matériau en caoutchouc est collant ou cassant, ne l'utilisez pas.

Mode d'emploi:

ETAPE 1: Vérifier la date d'expiration avant utilisation. Déchirez le sachet avec précaution sans utiliser les ongles, les dents ou tout ce qui est susceptible d'endommager le préservatif. Assurez-vous de ne pas le déchirer et manipulez-le soigneusement.
ETAPE 2: Mettez le préservatif dès que le pénis est en érection avant tout contact entre votre pénis et votre partenaire. Ne le mettez pas au dernier moment car cela évite la transmission de maladies sexuellement transmissibles, des infections sexuellement transmissibles ainsi que des risques de grossesse. L'air à l'intérieur du préservatif peut causer sa déchirure. Afin d'éviter cela, pincez délicatement le petit réservoir entre deux doigts pour en chasser l'air.
Assurez-vous que le rouleau est à l'extérieur et placez le préservatif sur le pénis en érection. Tout en serrant la pointe, utilisez votre autre main pour dérouler doucement le préservatif en pressant doucement l'air vers la base du pénis.
ETAPE 3: Immédiatement après l'éjaculation et pendant que le pénis est toujours en érection, tenez le préservatif fermement en place à la base du pénis quand vous le retirez, de sorte que le préservatif ne glisse pas.
ETAPE 4: Enveloppez le préservatif utilisé dans un tissu et jetez-le dans une poubelle. Ne le jetez pas dans les toilettes.

Attention: ce préservatif est fait de latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques, y compris un choc anaphylactique. Si l'utilisateur est allergique au latex.



Last updated June 2021 (rev. 01). Read instructions before use.

Standard EN ISO 4074:2015 - 100% Electronically Tested

Nominal Width: 56 ± 2mm



keep dry



keep away from sunlight



do not reuse



contains natural rubber latex



do not use if package is damaged

EC 1907 Obelis s.a.

Boulevard Général Wahis 53, 1030 Brussels, Belgium
Tel: +32 2 7325954 | Email: mail@obelis.net

Manufactured by

Pleasure Latex Products SDN. BHD.
Lot 5322, 15th Miles, Jalan Padang Gajah, 45800 Jeram,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Brand owner and Distributed by:

ASHA International
Seinhuiswacht 1-3, 3034 KH, Rotterdam, The Netherlands

C04011-V2129



8 714777 001048